

各都道府県・市町村介護保険担当者各位

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、今般、標記について、消費者庁が公表した重大製品事故うち、介護ベッド用手すり及び電動車いすに関する事故について、経済産業省より以下のとおり情報提供がありましたので、ご報告いたします。

また、同日付で、消費者庁より各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課宛に、介護ベッド用手すりの事故等に係る注意喚起について文書を送付しておりますので、介護保険担当部局におきましても、併せてご確認いただきますようお願いいたします。

- 事故発生日：平成 22 年 9 月 6 日
- 事故報告日：平成 22 年 9 月 21 日
- 製品名：介護ベッド用手すり
- 被害状況：重傷 1 名
- 事故内容：

施設で当該製品の外側に開いたグリップの内側に利用者の頭が入った状態で発見され、骨折と診断された。事故の原因については現在、調査中であるが、当該製品は、平成 4 年から平成 12 年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したもので、グリップ部には縦が約 15 cm、横が約 34 cm のすき間がある構造であった。そのため、同社は不意の動作により頭や手足がすき間に入り込むことを防止するため、平成 13 年 10 月から当該製品のすき間を埋めるための T 字型の簡易部品を無償で配布していた。製造事業者は無償配布の案内を当該施設に対して度々行っていたが、施設では簡易部品の入手を行っていなかった。なお、当該製品は、製造・出荷時の日本工業規格（JIS）に適合している。

- 発生場所：神奈川県

- 事故発生日：平成 22 年 9 月 10 日
- 事故報告日：平成 22 年 9 月 27 日
- 製品名：電動車いす（ハンドル形）
- 被害状況：火災

- 事故内容：当該製品を充電中、建物が全焼する火災が発生した。

当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

- 発生場所：新潟県

以下の URL の経済産業省 HP「製品安全ガイド」に公表情報を掲載しております。

当該情報提供は貴都道府県・市町村関連部局、関係団体へ情報提供しておりますが、連携の上、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう御理解・御協力願います。

なお、ご連絡先につきまして、本通知送付先の変更希望がございましたら、お手数ですがご連絡の程お願いいたします。

(経済産業省 製品安全ガイド)

【2010年10月1日 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について】

[http://www.meti.go.jp/product\\_safety/download/kouhyou101001\\_1.pdf](http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou101001_1.pdf)

<[http://www.meti.go.jp/product\\_safety/download/kouhyou101001\\_1.pdf](http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou101001_1.pdf)>

(消費者庁 報道発表資料)

【2010年10月1日 介護ベッド用すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る注意喚起について】

[http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou\\_2.pdf](http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf)

<[http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou\\_2.pdf](http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf)>

【2010年9月8日 電動車いす(ハンドル形)の使用に関する注意喚起について】

[http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100908kouhyou\\_3.pdf](http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100908kouhyou_3.pdf)

<[http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100908kouhyou\\_3.pdf](http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100908kouhyou_3.pdf)>

また、これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する事故情報が、厚生労働省の関係団体である日本福祉用具・生活支援用具協会において公開されています。

関係団体や介護サービス事業者等に周知いただき、福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

日本福祉用具・生活支援用具協会 (JASPA)

<http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html> <<http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>>

---

厚生労働省老健局振興課

福祉用具・住宅改修係

東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL : 03-5253-1111(内3985)

FAX : 03-3503-7894

---